



# Руководство родственника (iOS)

## Мобильное приложение


1. Вас встречает экран входа в приложение, если вы уже зарегистрированы, введите электронную почту и пароль от вашей учётной записи, если нет — нажмите кнопку “Зарегистрироваться” под кнопкой “Войти”.




2. Здесь вам нужно ввести имя человека, который будет пользоваться приложением. Это имя будет отображаться в сообщениях рассылки данных. Придумайте пароль, зафиксируйте его в надёжном месте.




3. Нажмите кнопку “Зарегистрироваться”. На электронную почту, которую вы ввели ранее должен прийти код подтверждения регистрации. Введите его в текстовое поле, затем нажмите “Продолжить”.




4. Если вы ввели код верно, вы должны увидеть подтверждение об успешной регистрации.




5. При нажатии кнопки “Ок” вы будете направлены на начальный экран входа, здесь вам следует вновь ввести электронную почту и пароль, который вы только что придумали. Нажмите кнопку “Войти”, чтобы выполнить вход в приложение.



6. Вы только что зарегистрировались, поэтому программа предложит вам заполнить список номеров для рассылки. Введите все номера телефонов, на которые хотите получать рассылку.




- Чтобы добавить номер, нажмите на кнопку "Добавить номер", чтобы удалить — проведите пальцем справа налево по нужному номеру: появится красная кнопка "Удалить". Если хотите пропустить этот шаг, нажмите кнопку "Пропустить" в правом верхнем углу. Введя нужные номера, нажмите "Сохранить".
9. Вы оказались на главном экране программы. При первом запуске программа попросит доступ к камере, обязательно его предоставьте.




10. Снизу расположены две кнопки, направляющие на разделы “Камера” и “Профиль”. В основном пользователю понадобится только первый раздел.



11. Нажмите “Профиль”. Здесь расположена вся информация о пользователе. Если вы хотите поменять имя пользователя или список номеров для рассылки, нажмите “Изменить”.




12. Чтобы сохранить изменения, нажмите на кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу. Если вы хотите выйти из аккаунта, нажмите кнопку “Выйти из аккаунта”.




## Telegram-бот

1. Регистрация в Telegram-боте нужна для того, чтобы вы могли получать оповещения. Если вы не зарегистрируетесь, оповещения приходить не будут.
2. Чтобы получить доступ к Telegram-боту, введите в поиске “tonoscan\_bot” и нажмите на бота либо нажмите сюда.
3. Нажмите на кнопку “Начать”, которая находится снизу.



4. Бот предложит вам поделиться своим контактом, сделайте это, нажав на соответствующую кнопку.



5. Бот сообщит вам об успешной регистрации. Больше ничего делать не нужно. Теперь в этот чат будут приходить сообщения с информацией об измерениях, которые были зафиксированы камерой в мобильном приложении. Не забудьте проверить, добавлен ли ваш номер в список для рассылки в приложении.

